



# 輸送採血ろ紙セット



- 採血に必要な採血器具、採血ろ紙、取扱説明書がセットになっています。
- 遠隔地の検診等に便利です。
- 感染・汚染等がない完全密封包装。



**【警告】**

1. 使用後の採血器具のホルダーには血液が付着している可能性があります。使用後は速やかに廃棄してください。[感染の危険性があります。]
2. 感染の危険性があるため、採血部位の消毒を必ず行ってください。また採血後はばんそうこう等で止血と保護を行ってください。傷口が治りにくいときには、医師の指導を受けてください。
3. 採血器具の保護キャップを取り外した状態で放置しないでください。[刃が誤って発射される危険性があります。]

**【禁忌・禁止】**

1. 採血器具は再使用禁止です。使用後は必ず廃棄してください。
2. 指先以外での採血はしないでください。
3. 採血器具は分解や改造を行わないでください。
4. 採血器具は採血以外の目的で使用しないでください。
5. 使用時に採血器具の保護キャップが外れていたり、ゆるんでいる場合は使用しないでください。[保護キャップを外さない限り無菌性が保たれています。]
6. 出血性疾患や薬剤服用等により、止血機能が低下している患者、ショック・アレルギーのある方は使用しないでください。

