

お客様各位

イムノキャッチ コントロール肺炎球菌・レジオネラ
新発売のお知らせ

謹啓

時下益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、イムノキャッチ®シリーズで使用する肺炎球菌及びレジオネラ抗原検査用の精度管理測定用コントロールを新発売させていただきますのでご案内申し上げます。

今後とも弊社製品の益々のご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

◇ 発売期日：2019年1月31日（木）

◇ 品 目：

（メーカーコード 026）

品 名	容量	タイプコード			希望 納入価	統一商品 コード
		製品コード [※]	カナコード [※]	容量		
イムノキャッチ コントロール 肺炎球菌・レジオネラ	2mL×2 〔陽性コントロール〕 〔陰性コントロール〕	E-ET10	IC コント-ニューモルジ [※]	2MLX2	12,000	232072

（上記価格に消費税は含まれておりません）

◇ 有効期間・貯蔵方法・包装単位：

品 目	有効 期間	貯蔵 方法	個装		梱包		
			重量(g)	サイズ (mm)	重量(kg)	サイズ (mm)	詰数
イムノキャッチ コントロール 肺炎球菌・レジオネラ	2年間	2~10℃	48	奥行 幅 高さ 40×120×50	2.8	奥行 幅 高さ 300×250×225	52

◇ 製造販売元： 栄研化学株式会社

◇ 製品分類： その他一般品

以上

2019年1月



栄研化学株式会社

東京都台東区台東4丁目19番9号